

進化し続ける
次世代インプラント

TSX[®] Implants

Going to the Xtreme for primary
stability and peri-implant health

3.1mmD

 ZimVie

製造販売元 | ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

インプラント

TSX インプラント

- グレード5 チタン合金
カバースクリュー付属。

インプラント 直径	プラットフォーム	インターナルHex コネクション	インプラント長さ				
			8mmL	10mmL	11.5 mmL	13mmL	16mmL
3.1 mmD	● 2.9 mmD	2.1 mmD	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16

サージカルカバースクリュー

インプラントと同梱しています。

プラットフォーム	製品番号
● NP(2.9 mmD)	CCSNP

外科キット
カラーコード

3.1mmD

プラットフォーム
カラーコード

2.9mmD プラットフォーム
2.1mmD コニカルHex



2.7mmD 先端径

1.5mmL
デュアル酸処理(DAE)

ダブルリードスレッド
スレドースレド間 0.8mm
1回転毎 1.6mm

ヒーリングカラー

Encode エマージェンス ヒーリングアバットメント

Encode ヒーリングアバットメントは、ヒーリングカラー/インプレッションコーピング/スキャンボディの機能が備わった3-in-1のアバットメントです。アバットメント本体とスクリューの2ピースタイプとなります。



プラットフォーム	エマージェンス プロファイル (フレア)	製品番号		
		カフの高さ		
● NP (2.9 mmD)	3.7mmD	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4.5mmD	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

ヒーリングカラー

プラットフォームカラーコード対応品



プラットフォーム	フレア	製品番号		
		カフの高さ		
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
	4.5 mmD	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

補綴コンポーネント




リテーニングスクリュー
[CASLT] 1本付属

インダイレクトトランスファー (クローズドトレー用)		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CITNP31	CITNP33	CITNP34
	4.5 mmD	CITNP41	CITNP43	CITNP44
リテーニングスクリュー[CASLT]		CASLT		



リテーニングスクリュー
[CASLC] 1本付属

ダイレクトトランスファー(オープントレー用)		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
	4.5 mmD	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
リテーニングスクリュー[CASLC]		CASLC		



インプラント アナログ	製品番号
プラットフォーム	
● NP (2.9 mmD)	CIANP



デジタルラボ アナログ	製品番号
プラットフォーム	
● NP (2.9 mmD)	NPILA-29

※専用スクリューの単品販売はしていません。



リテーニングスクリュー
[CUAS, CASLC]
2本付属

チタンテンポラリーアバットメント		製品番号
プラットフォーム	フレア	
● NP (2.9 mmD)	3.5 mmD	CTANP31
リテーニングスクリュー [CUAS]		CUAS
リテーニングスクリュー [CASLC]		CASLC

セメントリテインレストレーション



リテーニングスクリュー
[CUAS] 1本付属

Hex-Lock カントゥアーアバットメント ストレート		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CANP31S	CANP33S	CANP34S
	4.5 mmD	CANP41S	CANP43S	CANP44S
リテーニングスクリュー [CUAS]		CUAS		



リテーニングスクリュー
[CUASAまたはCUAS]
1本付属

Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17°		製品番号	
プラットフォーム	フレア	カフ	
		1.5mm	3.0mm
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CANP31A	-
	4.5 mmD	CANP41A	CANP43A
リテーニングスクリュー		CUASA	CUAS



リテーニングスクリュー
[CUAS] 1本付属

アングルドアバットメント 20°		製品番号
プラットフォーム	フレア	
● NP (2.9 mmD)	3.5 mmD	C20A3
リテーニングスクリュー [CUAS]		CUAS


サージカルキット & インストゥルメント

NP サージカル モジュール




製品名	製品番号
NP サージカルモジュールキットG 3.1mmDのTSXインプラント対応。下記のドリルとインストゥルメントが含まれます。	NPMODG
NP サージカルモジュールインサートG(トレイのみ)	NPTRAYG
Drivaゴールドドリル 2.4mmD 22mmL	EZT24G
Drivaゴールドステップドリル 2.8/2.4mmD 22mmL	EZT28D24G
3.0mmD コルチカルボンタップ ※TSXインプラントには使用できません。	ZOPTT30
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー-2.1mmショート	CHD2.1
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー-2.1mmロング	CHDL2.1
Gem-Lock Hexドライバー-2.1mmショート	CHR2.1
Gem-Lock Hexドライバー-2.1mmロング	CHRL2.1
アバットメントリムーバルツール NP2.9mm プラットフォーム用	CLRT2

注1: ラッチロックタイプのドライバーを使用する際には、80Ncm以上のトルクをかけないようにしてください。



補綴用ドライバー	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ショート (0.050")	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ロング (0.050")	HXLGR1.25

ZimVie社独自のGem-Lockタッチレス・デリバリーシステムを採用したハックスドライバーです。



トルクレンチ用 Hexドライバー 1.25 ショート (0.050")	TW1.25
トルクレンチ用 Hexドライバー 1.25 ロング (0.050")	TW1.25L
エクストラロング ドライバー	PR0037

TWRトルクラチェット[TWR]と組合わせて使用します。



ボーンプロファイラー		製品番号
プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル (フレア)	
● 2.9mmD	3.7 mmD	BPE2937
	4.5 mmD	BPE2945



トルクラチェット & トルクレンチ	製品番号
Z-Highトルク インディケーティング ラチェット レンチ(50-90Ncm)	ZTIRW
TWRトルクラチェット(10-35Ncm)	TWR

販売名:TSXインプラント 承認番号:30500BZX00269000
 販売名:TSX NPアバットメント 承認番号:30700BZX00178000
 販売名:Drivaゴールドドリルキット 認証番号:305AGBZX00080000
 販売名:Drivaゴールドドリル 認証番号:305AGBZX00081000
 販売名:ドリルバドリル 届出番号:13B1X00079000022
 販売名:サージカルインストゥルメントP 届出番号:13B1X00079000050

販売名:TSVサージカルツール 届出番号:13B1X00079000055
 販売名:インプレッションコンポーネンツ2 届出番号:13B1X00079000058
 販売名:インプレッションコンポーネンツ2S 届出番号:13B1X00079000061
 販売名:ボーンプロファイラー2 届出番号:13B1X00079000144
 販売名:Driva サージカルツール 届出番号:13B1X00079000148
 販売名:AZURE デジタルアナログ 届出番号:13B1X00079000150

価格はすべて(円)になり、税抜となります。